




Gel-O-Star®

Το καινοτόμο σύστημα για την εξουδετέρωση οσμών

Περιγραφή

Gel-O-Star® είναι μια πατενταρισμένη διαδικασία με Gel-O-Dor® η οποία πραγματοποιεί μια δυναμική επεξεργασία της δυσσομίας σε κλειστούς και αεριζόμενους χώρους.

Με ένα ανεμιστήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος στη βάση της κολώνας αναρροφάται ο αέρας και με αυτό τον τρόπο παρασέρνει τα μόρια Biothys και τα διαχέει στο χώρο. Το υλικό αυτό είναι απολύτως ακίνδυνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουζίνες, καντίνες και νοσοκομεία.



Κατασκευή



Το Gel-O-Star® αποτελείται από κολώνα πολυαιθυλενίου όπου στη βάση είναι τοποθετημένος ένας ανεμιστήρας 12 V. Ο ρυθμιζόμενος ανεμιστήρας αναρροφά αέρα από το χώρο, τον περνάει από τις λωρίδες Gel-O-Dor® και με αυτό τον τρόπο διαχέονται τα μόρια στην ατμόσφαιρα.

Οι κολώνες Gel-O-Star® είναι κατάλληλες για χώρους από 5 m² μέχρι 200 m².
Διαστάσεις : ύψος 40 cm

Εφαρμογές



Οι εφαρμογές της κολώνας Gel-O-Star® είναι πολλαπλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, αποδυτήρια, αίθουσες γυμναστικής, λουτρά και φαρμακεία για την δημιουργεί κατάλληλης ατμόσφαιρας.